ターゲット以外にも 複数のバンドがあれば

る。

とも多い。各シーケンス領域の注意事項表を参考にす

電気泳動アガロースゲルの切り出し抽出へ


	PCR	シーケンス解析
全領域共通	増幅されない、あるいは増幅量が極めて少ない場合との領域においてもテンプレート DNA 量は通常 100pg とした。増幅が悪い場合はテンプレート DNA 量を増やして再試する(通常の 5 倍量)。逆にテンプレートが多すぎると増幅されない現象が起こるのでむやみに入れすぎないことが肝要である。それでも増幅が改善されない時は DNA の、劣化・阻害物質の混入・コンタミネーションが疑われる。DNA の質については、ITS 領域の PCR 結果から判断できる。ITS 領域はコピー数が多く、ユニバーサルプライマーなので必ず増幅するはずである。問題があれば DNA を再抽出することをお勧めするが、再抽出ができない時は、エタノール沈殿で精製・濃縮を行うと改善する場合がある。以上の対処で解決できない場合は、PCR のアニーリング温度を下げ(-2℃から徐々に試行する)、サイクル数(+5 サイクル)を上げることで増幅できることもある。 ターゲットの増幅量が十分であり、非特異の増幅量が少ない場合は、アニーリング温度をあげて非特異の増幅を抑えることができる。+2℃から徐々に試行する。またターゲットの増幅量が十分であり、近いサイズに非特異のバンドがない場合、アガロースゲルからターゲットバンドを切り出して単一の増幅産物を抽出・精製をすることができる。ターゲットの増幅量が十分に得られない場合は、上段に示した "増幅量が少ない場合"の対処を行う。	<u>シーケンスデータが全く得られない</u> 分離したピークが全く見られない。 N (未決定) のみのデータ などの現象。 シーケンス操作のミスがないのであれば、増幅産物とプライマーが適合しなかった、つまりターゲットの増幅ができていなかったと考えられる。最初の PCR からやり直す。 <u>解読できたシーケンスデータが短い</u> シーケンス反応のテンプレートとなる増幅産物の濃度が薄かったり、不純物が混入していると、シグナル強度は早い段階で衰退する。最初の PCR を改良して質のよい増幅産物を得る。また濃度の問題は、酵素精製からカラム精製に変更することで濃縮して高濃度の産物を得ることができる。 <u>ピークの重なりが見られる</u> 菌株内多型の可能性がある。 同じ塩基の連続した領域があるときのポリメラーゼのスリップ現象も要因として考えられる。 シーケンス方向を逆にするとよめることも多い。ピークの重なりが始まるポイントより内側のインナープライマーを選びシーケンスする。それでも改善されない場合は、クローニングにより分離して目的のクローンをシーケ
	 PCR 産物の精製方法について 状況に応じて主に次の 3 つを採用した。 1. 単一のバンドで十分な増幅がある場合、酵素精製 (Exosap-it, Thermo Fisher) 2. 単一だが増幅が少ない場合、カラム精製。溶出量が調整できるので濃縮することが可能である(総量 25μl から回収量 10μl へ。 Monarch PCR & DNA Cleanup Ki, BioLabs) 3. ターゲット以外のサイズにも増幅が見られる場合、アガロースゲルからターゲットバンドを切り出して抽出する(Thermostable β-Agarase, ニッポンジーン) 	ンスする。

		PCR			シーケンス解析					
ITS	増幅は容易。 上記共通項を参照			読み始めはきれいだが途中からピークの重なりが見られる シーケンス方向を逆にするとよむことができる場合もあるので、必要に応じてインナープライマーを使用する。						
rsn	増幅は容易。 上記共通項を参照			5'末端		<u>について</u> インナープライマ インナープライマ				
cox1	増幅は容易。 上記共通項を参照			<u>未端が見つからない</u> cox1 の各未端は反対側から読むしかないので、PCR の増幅が不十分だと長くよめず 未端までとどいてない場合がある。680bp の長さを目安に判断して長さが足りないよ うなら最初の PCR からやり直す。 また 3'未端は、TCAA8 塩基目でカットが主流だが、種によってはTACCAAの場合があっ た。必ず全長 680bp であるので、長さを目安に見極める。						
cox2 + spacer	とし、最初の PCR と同じプライマーおよび同じ反応条件で再 PCR する。また、非				spacer が読めない このプライマーセットを使用することで、cov2 と cpacer の連結したシーケンフデー					
cox2 から cox1 までの連続した領域で増幅することも可能である (amplicon size 1700bp ぐらい)。この連続したひとつの amplicon から、各ターゲットの領域に適したシーケンスプライマーを選択することで、 cox2+spacer、cox1 の各シーケンスデータを得ることができる(下表参照)。増幅サイズが大きいので増幅困難な場合も多い。その場合は上記のとおり各領域別に増幅してシーケンスする。										
spacer +		最初の PCR で用いるプライマー シーケン	シーケンス領域	FN	<i>N</i> 75	シーケン FM78	ス反応で用いる Oom-col- Lev-up	プライマー FM80	FM85-mod	
+		Fw; FM75,	cox2+spacer	()	0		0		
cox2	Rv; FM85-mod		cox1				0		0	

	PCR				シーケン	ス解析			
	DNA に問題がなくても種によっては増幅困難な場合が多いので、次の順に攻略していく。		「ンスで用いるフ 」と 2 においては ノーケンス PCR Fw; 9A,	は末端を読む	ごためにイン ライマーを			な場合がある 10 ○	5。下
			Rv; 10 5' partial Fw; 9A,	0	0		0		
ılin	必要に応じてアガロースゲルから DNA 抽出して純化する。 参考) 5'側パーシャルとして、プライマーセット(Fw; 9A, Rv; 11B)でも増幅が可能 である。長さが短いので、3'側パーシャル(Fw; 7, Rv; 10)とは assemble でき ない。しかし、 Trial3 のデータに assemble することができるので、5'未端 を限定的に読む上では有用である。	2	Rv; 13A Fw; 9A, Rv; 11B	0	0				
β-tubu			3' partial Fw; 7, Rv; 10			0		0	
	Trial3 上記 2 法とも増幅困難な場合、領域内のさらに内側のプライマー(Fw; Btub_F1A, Rv; Btub_R1A)を用いる。増幅は容易だが両末端各 80bases 程が読めない。目的によってはこの方法から試してもよい。								
	使用したプライマーセットを各種ごとに表に記したので参考にするとよい。		く読むために すで得たシーケン -タを assemble -に活用しよう。						

	PCR			シーケンス解析									
タッチダウン PCR について 非特異の増幅を防ぐために有効だが、ターゲットが増幅できないときは通常 に戻し、ターゲットを増幅させることを優先させるのもよい。 DNA の問題を解決しても、PCR 条件を変更しても増幅ができなかった場合				ì	全長読む可能であ	ためにはイ った。 方法		ライマーが _! 「究室オリシ				2 パターンが 使用しており、 	
				してシーケンスすることか	ができる。	Sequencing primer							
TigA	この場合2つの領域を連結することはできない。 女 使用するプライマーは下記のとおり				Tig_FY	Tig_Rv2 469-488	G3PDH _for	Tig_rev	Tig_Rev 1455- 1474	Tig_fw 1442- 1461	G3PDH _rev		
·		l成、サーマル条件は						0 0				_	
		TPI	Forward;	Tig_FY;		1	0				0	0	0
		IFI	Reverse;	Tig_rev									
		Forward;	Forward;	G3PDH _for		2	0		0	0			0
		G3PDH Reverse;	Reverse;	G3PDH_rev				l					
					_								

フローチャート; "シーケンスのための PCR トラブルシューティング"を参照にするとよい。



Additional sequencing primers (if necessary);

Froward; ITS 3; GCATCGATGAAGAACGCAGC Reverse; ITS 2; GCTGCGTTCTTCATCGATGC

Sequence length

around 750-900 bases


>ITS_amranthi_P20892

Reaction mixture				Amplicon size
			Final conc.	
	DNA	1 μΙ		
	SDW	14.875		
	BSA (4 mg/ml)	2.5		= 11
	X10 Buffer	2.5		= =
	dNTP (2.5mM)	2	0.2 mM	1kbp →
	Forward (25µM)	1	1 μΜ	500 bp →
	Reverse (25µM)	1	1 μΜ	
	TaKaRa Taq	0.125		
		25		
Thermal condition				
	94 °C	2 min		P. pseudolactucae
	94 °C	30sec		
	53 °C	30sec	35 cycles	
	72 °C	2 min		
	72 °C	5 min		
Primer sequence				
Forward;	LROR-O	; ACCCGCTGAA	CTYAAGC	25-41
Reverse;	LR6-C	; CGCCAGACGA	AGCTTACC	1365-1349
Additional seqencir	ng primers;			
Forward;	LSUFint	; CKTTGACGAA	ATGGAGCGAT	816-797
Reverse;	LSURint	; TTTCCACACC	CTAACACTTGC	879-859
Sequence length				

>LSU_pseudolactuae_CBS137103

around1260 bases

cox1



>cox1 gregata CH97TUL2

cox2 & spacer


Reaction mixture				Amplicon size
			Final conc.	
	DNA	1	μ	* <i>i</i>
	SDW	14.875		P. acerina * P. amaranthi
	BSA (4 mg/ml)	2.5		ıcerı
	X10 Buffer	2.5		σ. σ.
	dNTP (2.5mM)	2	0.2 mM	(13 3 %)
	Forward (25µM)	1	1 μΜ	
	Reverse (25µM)	1	1 μΜ	****
	TaKaRa Taq	0.125		1kbp →
		25		1.5kbp →
Thermal condition				500 bp →
	95 ℃	4 min		
	95 ℃	1 min		
	52 °C	1 min	35 cycles	
	72 ℃	1 min		
	72 °C	5 min		
Primer sequence				*: 非特異なバンドが現れる 時は、ゲル抽出で純化する
Forward;	Co	x2-F; GGCAAAT	GGGTTTTCAAGATCC	
Reverse;	FMPhy	/-10b; GCAAAAG	BCACTAAAAATTAAATA	
Additional seqencin	g primers;			
Reverse;	F	M78; ACAAATT	TCACTACATTGTCC	
Sequence length				

>cox2&spacer acerina CBS133931

cox2; 684 bases cox2 & spacer; around 880-920 bases

番外編 cox2 & cox1

cox2 、cox1、spacer を含めた連続した領域で増幅して(amplicon size 約 1700bp)、シーケンス反応でターゲットの領域に適した primer を選択することで、ひとつの amplicon から各領域のシーケンスデータを得ることが可能である。




Sequencing primers for cox2;

FM75; CCTTGGCAATTAGGATTTCAAGAT FM78; ACAAATTTCACTACATTGTCC FM80; AATATCTTTATGATTTGTAAA

Sequencing primers for cox1;

Oom-COI-Lev-up; TCAWCWMGATGGCTTTTTTCAAC FM85-mod; RRHWACKTGACTDATRATACCAAA



β -tubulin (1st trial)

Reaction mixture

Final conc.

DNA	1	μ l
SDW	15.875	
BSA (4 mg/ml)	2.5	
X10 Buffer	2.5	
dNTP (2.5mM)	2	0.2 mM
Forward (10µM)	0.5	0.2 μΜ
Reverse (10µM)	0.5	0.2 μΜ
TaKaRa Taq	0.125	
·	0.5	

25

Thermal condition



Primer sequence


Forward; 9A; TAGTTCACATCCAAGGTGGC 11-30 Reverse; 10; CTACATCATTTCGTCCATTTCTTC 1341-1318

Additional sequencing primers;

Forward; 7; TTCATGATTGGTTTCGCGCC 796-815
Reverse; 13A; CGGCGCACATCATGTTCTT 907-889
11B; CACATCACTTCATCGGCGTT 602-583

Sequence length

1287 bases



β -tubulin (2nd trial)

Reaction mixture

conc.

DNA	1	μ I
SDW	15.875	
BSA (4 mg/ml)	2.5	
X10 Buffer	2.5	
dNTP (2.5mM)	2	0.2 mM
Forward (10µM)	0.5	0.2 µM
Reverse (10µM)	0.5	0.2 µM
TaKaRa Taq	0.125	
	25	

Thermal condition



Primer sequence

> 5' partial


Forward; 9A TAGTTCACATCCAAGGTGGC 11-30
Reverse; 13A CGGCGCACATCATGTTCTT 907-889
Additional sequencing primers; 11B; CACATCACTTCATCGGCGTT 602-583

> 3' partial

Forward; 7 TTCATGATTGGTTTCGCGCC 796-815 Reverse; 10 CTACATCATTTCGTCCATTTCTTC 1341-1318

Sequence length

1287 bases



β -tubulin (3rd trial)

Reaction mixture

		Final conc.
DNA	1 µl	
SDW	14.875	
BSA (4 mg/ml)	2.5	
X10 Buffer	2.5	
dNTP (2.5mM)	2	0.2 mM
Forward (25µM)	1	1 µM
Reverse (25µM)	1	1 µM
TaKaRa Taq	0.125	


Thermal condition




Primer sequence

Forward; Btub_F1A; GCCAAGTTCTGGGARGTSAT 52-71
Reverse; Btub_R1A; CCTGGTACTGCTGGTAYTCMGA 1280-1259

25





>Btub ramorum CBS101553

...<mark>AAGGTGGC</mark> / CAGTGCGGTAACCAGATCGGC<mark>GCCAAGTTCT</mark>GGGAGGTTAT</mark>CTCCGACGAGCACGGCGTGGA CCCCACGGGCTCGTACCACGGCGACTCGGACCTGCAGCTGGAGCGCATCAATGTGTACTACAACGAGGCCACGGG CGGCCGCTACGTGCCCCGCCCATCCTCATGGACCTGGAGCCCGGCACCATGGACTCGGTCCGCGCCGGCCCCT ACACGGAGGGTGCCGAGCTTATCGACTCGGTGCTCGACGTCGTCGCAAGGAGGCCGAGAGCTGTGACTGCCTG CAGGGGTTCCAGATCACGCACTCGCTTGGTGGCGGTACCGGTTCTGGTATGGGCACGCTTTTGATCTCCAAGATCC GTGAGGAGTACCCGGACCGTATCATGTGCACGTACTCGGTGTGCCCGTCGCCCAAGGTGTCGGACACGGTCGTGG AGCCCTACAACGCCACGCTGTCGGTGCACCAGCTTGTCGAGAACGCCGACGAGGTCATGTGCCTGGATAACGAGG CGCTGTACGACATTTGCTTCCGCACGCTCAAGCTCACCACCCCCACCTACGGTGACCTGAACCACCTGGTGTGCGC CGCTATGTCCGGCATCACCACGTGCCTGCGTTTCCCGGGTCAGCTGAACTCGGACCTGCGGAAGCTGGCGGTGAA CGTGCCCTGACGGTGCCCGAGCTGACCCAGCAGCAGTTCGACGCA<mark>AAGAACATGATGTGCGCCC</mark>CCGACCCTCG TCACGGCCGCTATTTAACTGCCGCGTGTATGTTCCGCGGACGTATGAGCACGAAGGAGGTTGATGAGCAGATGCTG AACGTGCAGAACAAGAACTCGTCGTACTTCGTCGAGTGGATCCCTAACAACATCAAGGCTAGCGTGTGTGACATCCC GCCCAAGGGGCTGAAGATGAGCACTACGTTCATCGGTAACTCGACCGCTATCCAGGAGATGTTCAAGCGTGTGTCT GAGCAGTTTACGGCTATGTTCCGTCGTAAGGCTTTCTTGCACTGGTACACGGGCGAGGGTATGGACGAGATGGAGT TCACGGAGGCCGAGTCCAACATGAACGATCTTGTGTCTGAGTACCAGCAGTACCAGGACGCCACCGCAGAGGAGG AGGGCGAGTTCGACGAGGAT/GAAGAAAT.....


TigA

Reaction mixture

Final conc.

DNA	1	μ l
SDW	14.875	
BSA (4 mg/ml)	2.5	
X10 Buffer	2.5	
dNTP (2.5mM)	2	0.2 mM
Forward (25µM)	1	1 µM
Reverse (25µM)	1	1 µM
TaKaRa Taq	0.125	
	25	

Thermal condition



Primer sequence


Forward; TCGTGGCCGGYAAYTGGAA 25-42 Tig_FY; Reverse; G3PDH_rev; GCCCCACTCRTTGTCRTACCAC 1719-1698 Alternative Forward; G3PDH_for; TCGCYATCAACGGMTTCGG 779-797 CCGAAKCCGTTGATRGCGA 797-779 Reverse; Tig_rev;

Additional sequencing primers;

 Forward;
 Tig_fw 1442-1461;
 AGCTGACGGGCATGTCNTTC
 1442-1461

 Reverse;
 Tig Rv2 469-488;
 ATSACNACRTBGGTCCAGTC
 488-469


 TigRv 1455-1474;
 CMGTVGGMACACGGAACGAC
 1474-1455



1653 bases

>TigA_amaranthi_P20892

....TGGAA/GTGCAACGCTCGTTGGGCCAGGCGCAGGAGCTTGTGGGAATGCTCAACACTGCCAAAATCCCAG CCAACGTGGAGGTCGTGGTGGCCCCCTCGCAAGTGCACGCAGCTACTGTCAAGGCTTCGCTGCGCTCCGACG TGCGTGTGAGCGGTCAGGACGTCTGGAAGCAGGGCAACGGCGCCTTCACCGGCGAGACGTCAGCCGAGATG CTCAAGGATCTGGGCGCGGAGTACACGCTGGTGGGCCACAGTGAGCGTCGTGAGAAGGGCGAAACTAATGAG ATTGTGGCTAAGAAGGCTGCTTATGCTCTTGAGAAGGGCCTAGGCGTCATTGCCTGCATTGGTGAGACCAAGGA GCTCCGTGAGGCCAACCAGACGGTGGCGTACATCACGGAACAGCTCGATGCCTACGCGGCTGAGATCAAG GACTGGĂCCĂĂCGŤCGTCATTGCATACGAACCCATCTGGGCCATTGGAACGGGCCTCACCGCCTCACCTGAA CAGGCTCAGGAGGTGCACGCCAGTATCCGCGCGTGGCTCAAGGAGAGGTCTCCTCTGACGCTGCTGAGAAG ACCCGCTTGATTTACGGCGGCTCGGTTGGTGCTAAGAACGCCCCCGAACTCTCGCAGAAGGAGGACATTGATG GCTTCCTGGTTGGTGGCGCATCCCTCAAGCCTGACTTCCTCCAGATCATCAACGCCCAGAACCCGACGACAA G3PDH_for / Tig_rev CGTCGGTGGTGCCGTGAACG<mark>TTGCCATCAACGGCTTCGG</mark>CCGTATTGGCCGTCTGGTGCTGCGGG CCACGAATCCGCTCATCAACATTGTTGCTATCAATGACCCGTTCATCTCCACCACTTACATGGAGTACATGCTCGA GTACGACACGGTCCACGGCAAGTTCGCTGGCTCGCTTTCTCACGACGACGACACATTTTCGTAAACGGCAAG CCCATCCGTGTGTTCAACGAGATGAACCCGGCTAACATCAAGTGGGGCGAGGAGCAAGTGCAGTACGTGGTGG AGTCCACTGGAGCCTTCACGACCACGGAGAAGGCGTCGGCCCACTTGCAGAACGGTGTGGAGAAGGTGGTGA TCTCGGCCCCGTCCAGCGACGCTCCCATGTTCGTGATGGGCGTGAACCACGAGCTGTACGAGAAGAACATGCA CGTGGTGTCGAACGCATCGTGCACGAACTGTCTGGCGCCTCTGGCCAAGGTGGTGAACGACAAGTTCGG CATCAAGGAGGGTCTGATGACGACGGTGCACGCTGTGACTGCCACGCAGAAGACGGTGGACGGTCCGTCTAA GAAGGACTGGCGTGGAGGTCGTGGCGCTTGCTTCAACATCATCCCTAGCTCCACTGGCGCTGCGAAGGCTGT ig_fw1442-1461/TigRv1455-1474 GGGTAAGGTGATCCCGAGCCTAAATGGCA<mark>AGTTGACŤĞGCATGTCĞTTCCGCGTTCCTA</mark>CTGATGTGTCTGTT GTGGACCTGACTGCTCGTGAACCCTGCGTCGTACGACGAGATTAAGGCTGCGATCAAGTCTGCCAGCG AGAACGAGATGAAGGGAATTCTCGGCTACACCGAGAAGGCCGTCGTTTCCAGCGACTTCATTGGTGACTCGCA CTCTTCGATCTTCGATGCTGAGGCTGGTATTGCTTTGACCAACGACTTCGTGAAACTGGTGTC/GTGGTA....



トリオースリン酸イソメラーゼ(TPI)とグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(G3PDH)をコードする遺伝子が融合し、Phytophthora 種の単一転写ユニット(tigA)を形成する。
*; 当研究室オリジナル primer